

EU-Konformitätserklärung

SafeGrip®
NitriSoft®
NitriSense® X
Hi Yield®
Nanoject®
Nichipet

Der Hersteller:

Süd-Laborbedarf GmbH
Starnberger Strasse 22
82131 Gauting

erklärt, dass die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III

Laborhandschuh NitriSense® X

puderfrei, nicht steril, Länge 24,5 cm

Farben: indigo

Artikel-Nummer: 51 NEX20-S, 51 NEX30-M, 51 NEX40-L, 51 NEX50-XL

den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung entspricht.

Die Anforderungen folgender technischer Spezifikationen und harmonisierter Normen wurden erfüllt:

- EN ISO 21420:2020:
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ B)
- EN ISO 374-5:2016

Tabelle EN 374

Prüfchemikalie	Level	Degradation
Natriumhydroxid 40 % (K)	6	- 1,0 %
Wasserstoffperoxid 30 % (P)	6	+ 34,5 %
Formaldehyd 37 % (T)	6	+ 35,8 %

EN ISO 374-5:2016	Level
Schutz vor Bakterien und Pilzen	Pass
Schutz vor Viren	Pass

Süd-Laborbedarf GmbH · Starnberger Str. 22 · 82131 Gauting

Qualitäts-Management
nach ISO 9001 : 2015



Die notifizierte Stelle

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG, Kennnummer 0555

hat die Baumusterprüfung nach EU Modul B und die Produktionsüberwachung nach Modul D gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt.

Zertifikatnummer der Baumusterprüfung: 25.1.12.0368

SafeGrip®
NitriSoft®
NitriSense® X
Hi Yield®
Nanoject®
Nichipet

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul D – Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess gemäß Anhang VIII

unter Überwachung der notifizierten Stelle

SGS FIMKO OY, Kennnummer 0598

Ausstellungsdatum: 18.06.2025

Gauting, den 18.06.2025

Henrike Leppla
Geschäftsführerin