

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller:

Süd-Laborbedarf GmbH
Starnberger Strasse 22
82131 Gauting

erklärt, dass die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III

Laborhandschuh SafeGrip® Nitril
puderfrei, nicht steril, Länge 32 cm
Farbe: blau

Artikel-Nummer: 46 NX10XS-K, 46 NX20S-K, 46 NX30M-K, 46 NX40L-K, 46 NX50XL-K, 46 NX60XXL-K

den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung entspricht.

Die Anforderungen folgender harmonisierter Normen wurden erfüllt:

- EN ISO 21420:2020:
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ B)
- EN ISO 374-2:2019
- EN ISO 374-5:2016

Tabelle EN 374

Prüfchemikalie	Level	Degradation
Natriumhydroxid 40 % (K)	6	- 1,6 %
Wasserstoffperoxid 30 % (P)	2	43,5 %
Formaldehyd 37 % (T)	6	22,2 %

EN ISO 374-5:2016	Level
Schutz vor Bakterien und Pilzen	Pass
Schutz vor Viren	Pass

Die notifizierte Stelle

SATRA Technology Europe Limited, Kennnummer 2777

hat die Baumusterprüfung nach EU Modul B und die Produktionsüberwachung nach Modul D gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt.

Zertifikatnummer der Baumusterprüfung: 2777/26060-02/E00-00

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:


Modul D – Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess gemäß Anhang VIII

unter Überwachung der notifizierten Stelle

SGS FIMKO OY, Kennnummer 0598

Ausstellungsdatum: 26.11.2024

Gauting, den 27.11.2024



Henrike Leppla
Geschäftsführerin