



FLAME Filler

Die GVS-Pipettierhilfe kombiniert präzise Steuerung mit angenehm leichter Handhabung.

Für effizienteres Arbeiten mit allen gängigen serologischen Pipetten.



Hydrophober
0,45-µm-Filter

Einfache Geschwindigkeitswahl per
Tastendruck

Autoklavierbarer
Silikonadapter für 1–100 mL
Pipetten


Motorisches oder
gravitationsbasiertes
Dispensieren

Großes LCD-Display für
Batteriestatus und
Geschwindigkeit



Ideal für lange Pipettierreihen.

- leise
- kraftvoll
- ergonomisch



Serologische Pipetten

Passend für jede Anwendung. Präzise, klar ablesbar und kompatibel mit allen gängigen Pipettierhilfen.

Von 1 ml bis 50 ml:

zuverlässige Qualität für sauberes, reproduzierbares Arbeiten im Laboralltag.

Süd-Laborbedarf GmbH

Tel.: 089/8506527 – vertrieb@suedlabor.de – www.suedlabor.de –

