



Smart^Q™ Mini

ein einzigartiges Tischfluorometer zur quantitativen Messung von DNA, RNA, ssDNA und Proteinen

Genaue und präzise Quantifizierung von DNA, RNA und Proteinen

- Kompaktes Design: ca. 8,13 x 8,13 cm
- Zwei Kanäle: Blaue (470 nm) und rote (620 nm) Anregungswellenlängen
- Schnell und genau: Quantifizierung in weniger als 5 Sekunden
- Minimale Probenmenge: Benötigt nur 1µl
- Einfach zu bedienen: Steuerung über ein mit Bluetooth® verbundenes Tablet oder Smartphone (iOS oder Android)
- Kompatibel mit den Quantifizierungskits für Smart-Q™ Mini und Qubit™
- SLG-Artikelnummer: [24 SmartQ-Mini](#)



Accuris-Quantifizierungskits

Kompatibel mit Smart-Q™ Mini und Qubit™.

Ermöglicht hochpräzise, empfindliche und reproduzierbare Messungen von Nukleinsäuren.

Robuste Alternative zu herkömmlichen absorbanzbasierten Methoden.

Jedes Kit enthält eine optimierte Fluoreszenzfarbstoffchemie, die selektiv an DNA-, RNA- oder ssDNA-Targets bindet und eine außergewöhnliche Empfindlichkeit bietet.

Süd-Laborbedarf GmbH

Tel.: 089/8506527 – vertrieb@suedlabor.de – www.suedlabor.de –   